



# STAMOS PROSTHETICS

**Stamos Prosthetics** Carrer Del Pou D'Avall 29 | 07570 Artà, Illes Balears  
**Phone:** +34 657 921 586 | **E-Mail:** info@stamos-prosthetics.com

## MASSBLATT

### Liner untere Extremität

Firma	_____
Strasse	_____
PLZ   Ort	_____

Techniker	_____
Datum	_____
E-Mail	_____
Telefon	_____

#### Patientendaten

Name	_____
Geburtstag	_____

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

#### Konfiguration

Probeliner	Definitivliner
Elektrodenausschnitt	
<b>HTV</b>	
Shorehärte	35      65
Stärke	1,2 mm    1,6 mm    _____ mm
<b>Gel</b>	
Materialstärke _____ mm	
Aufnahme für Pin (M10)	ohne Aufnahme Pin
Silikonkeil zur Linerfixierung	
Lykraüberzug	
Gurtband	
Farbe	farbig auf Anfrage    hautfarbe    transluzent
<small>(Standardfarben kostenlos: blau, rot, schwarz, haut, braun, rotbraun, gelb)</small>	

#### Angeliefert wurden

Gipspositiv	
modelliert	unmodelliert
Gips porös	
Gipsnegativ	
Fotos	

