



# STAMOS PROSTHETICS

**Stamos Prosthetics** Carrer Del Pou D'Avall 29 | 07570 Artà, Illes Balears  
**Phone:** +34 657 921 586 | **E-Mail:** info@stamos-prosthetics.com

## MASSBLATT Vorfußprothese

Firma	_____
Strasse	_____
PLZ   Ort	_____

Techniker	_____
Datum	_____
E-Mail	_____
Telefon	_____

### Patientendaten

Name	_____
Geburtstag	_____

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

### Konfiguration

Vorfußprothese Basic

Vorfußprothese Classic (Farbring wird zugeschickt)

Vorfußprothese Individuell

Fußnägel      Silikon      Acryl

Schuhgröße | \_\_\_\_\_

### Angeliefert wurden

Gipspositiv

modelliert      unmodelliert

Gips porös      Gips hart

Gipsnegativ

Gipsmodell kontralaterale Seite

Schuh      Fotos

### Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---





Name Patient \_\_\_\_\_

### MASSBLATT

Vorfußprothese Seite 2

Maße (cm)	Stumpf	Gips	Modell
1. Umfang in Höhe lateraler Knöchelspitze			
2. Ferse-Fußrücken Umfang			
3. Horizontaler Stumpfumfang			
m-l Abstandsmaß unter lateralem Knöchel			
Fußlänge			

**Teilbelastet im Sitzen maßnehmen.**



**Lichte Weite, keine Umfänge messen.**